

A maneira segura de transferir pacientes

Um requesito legal em alguns países e não considerado noutros ... as condições de trabalho devem ser o mais confortáveis possível. Deve-se evitar levantar os pacientes durante as transferências. **Os produtos SAMARIT** ajudam na transferência, sem necessidade de levantar o paciente. Os produtos estão desenhados para facilitar a transferência sem necessidade de um grande esforço, simplificando o trabalho dos profissionais de saúde sem pressão sobre a sua coluna.



A nova série Rollbord profissional.

STANDARD dobrável



Adequado para radiologia, blocos operatórios, UCI e todos os departamentos especiais.

Tamanho: 180 x 50 cm 2.9 kg dobrado a 89 x 50 cm

Antibacteriano, antifúngico, retardante do fogo, topos de segurança, revestimento suave para a pele e fácil de limpar.

Código: 440.2100

MRI dobrável



Adequado para blocos operatórios, radiologia, varios departamentos (substitui os rodízios de alumínio).

Tamanho: 180 x 42 cm 2.3 kg dobrado a 90 x 42 cm

Antibacteriano, antifúngico, retardante do fogo, topos de segurança, revestimento suave para a pele e fácil de limpar.

Código: 440.2300

AMBULÂNCIA



Adequado para blocos operatórios de urología, de ginecología, salas de reanimação e emergências.

Tamanho: 165 x 42 cm 2.1 kg dobrado a 82 x 42 cm

Antibacteriano, antifúngico, retardante do fogo, topos de segurança, revestimento suave para a pele e fácil de limpar.

Código: 440.2400

3 modelos distintos para cada aplicação hospitalar

- Alto rendimento
- Radiotransparente
- Não tóxico e com tratamento antibacteriológico
- Transferência segura do paciente
- Confortável para o paciente
- Evita lesões de coluna aos profissionais
- Suave para a pele (sem látex)
- Fácil de limpar e desinfectar
- Capas descartáveis disponíveis
- Tecido de nylon resistente a rupturas
- Aplicável em separações até 20 cm
- Poupança de espaço



CAPA DESCARTÁVEL Adequada a todos os modelos



Para proteger os Rollbords contra sangue e sujidade. **Tamanho**: 200 cm / 135 cm, Ø 60 cm (tubo)

200 cm **Código: 440.1000** 135 cm **Código: 440.1400**

SAMARIT Rollbord

Os sistemas de transferência SAMARIT "no lift" facilitam o trabalho diário com os pacientes

SAMARIT proporciona conforto e segurança aos pacientes.

Nos hospitais, onde alguns pacientes necesitam de ser transferidos com cuidado várias vezes ao día, **SAMARIT** facilita o trabajo aos profissionais e é máis cómodo para o paciente.

Sistemas de transferência SAMARIT - uma grande ajuda para os profissionais de saúde em todo o mudo.

Se imaginar quantas transferências se realizam cada día em hospitais e clinicas, apreciará o valor real dos sistemas originais **SAMARIT**. Utilizam-se actualmente mais de 150.000 sistemas de transferência **SAMARIT** por profissionais de saúde em todo o mundo.

Todos eles acham que os produtos **SAMARIT** facilitam o seu trabalho.



só pesa 3 kg e pode-se montar rápidamente - em gualquer lugar

A maneira segura de transferir pacientes







Gire o paciente sobre um lado, deslize o Rollbord para baixo do corpo e coloque o paciente na sua posição original.



Empurre o paciente com cuidado apoiando no ombro e anca, sem aplicar força, e realize a transferência.



Gire o paciente sobre um lado. Retire o Rollbord começando pelos pés.

Material não contaminante para

o meio ambient * As ajudas de transferência SAMARIT são fabricadas com materiais ecológicamente seguros. Podem ser eliminadas sem prejudicar o meio ambiente e se ocorrer um incêndio não produzem fumos tóxicos.

Standard de alta qualidade

As ajudas de transferência SAMARIT

- Marca CE
- Patentes internacionais de desenho.
- 2 anos garantía

Fácil limpeza

O Rollbord limpa-se de forma óptima com os toalhetes SamaClean ou com qualquer desinfectante hospitalar. Se antecipar que se vai sujar, utilize a cobertura descartável do Rollbord. Esta cobre os extremos do Rollbord e permite deixar a superfície limpa. As reparações só podem ser efectuadas por pessoal autorizado, durante a garantia.

www.rocargo.pt



SAMARIT Rollbord Hightec



SAMARIT Rollbord ECOLite



Transglide SAMARIT



Ajudas de enfermaria SAMARIT



email: rocargo@rocargo.pt

Apt. 110 - Rua Conde da Ribeira Grande Zona Industrial da Quinta do Mocho 2001-902 Santarém

Telef: 243 359 017 Fax: 243 351 408

Rua do Castanhal. Lote 20 Zona Industrial da Maia I - Sector 2 4475-122 Gemunde

Telef: 229 417 460 Fax: 229 417 463

^{*}Tecido deslizante em silicone envolvendo um núcleo de espuma de polietileno, tela coberta de poliester, extremos em PE.