

Handicare 1100

 handicare
Making everyday life easier

tecno
ROcargo **m&b**ile®

Tecnologias de Acessibilidade, Mobilidade e Transporte, Lda.

Fazendo o seu dia-a-dia mais fácil



PÁG 5 ESTAMOS FELIZES POR FICAR EM CASA

*“Graças à nossa cadeira de escada
somos independentes na nossa casa”*

PÁG 7 ARTE TECNOLÓGICA

*Cadeira elevatória revolucionária e
uma peça de arte tecnológica.*

A cadeira para escadas rectas da Handicare

A Rocargo Tecnomobile tem uma solução para todas as situações e escadas.

Todas as nossas cadeiras de escada são silenciosas, seguras e de fácil utilização. Não importa como é a escada, as nossas cadeiras são compactas e adaptáveis. Mesmo nas escadas mais estreitas, depois da instalação, fica espaço suficiente disponível para a sua utilização normal.

Alta qualidade em todos os aspectos torna a cadeira Handicare um verdadeiro aliado para a sua independência. Ela permite-lhe continuar a viver na sua própria casa, livre dos riscos associados às escadas. Uma cadeira de escadas dá-lhe liberdade de movimentos e paz de espírito. Muitos dos nossos clientes vivem essa experiência diariamente e com satisfação.



CONFORTO

Os confortáveis assentos das nossas cadeiras estão equipados com braços de apoio e cinto de segurança.



FÁCIL DE USAR

Ergonómico e de uso intuitivo, o joystick opera a cadeira com suavidade.



ADAPTÁVEL


Cada guia é desenhada e fabricada para se adaptar à sua escada, assegurando o maior espaço possível para os outros utilizadores da escada.





COMPACTA E REBATÍVEL


Rebata a cadeira quando não está em uso para libertar espaço na escada.



COMANDO REMOTO

Dois comandos remotos estão incluídos para que possa enviar ou chamar a cadeira com o simples pressionar de um botão.

A cadeira para escadas rectas da Handicare



ASSENTO DE ROTAÇÃO AUTOMÁTICA

Pela acção do joystick o assento gira na direcção do patamar superior. Assim se torna segura e fácil a operação de aceder ao patamar superior.



PRIMEIRO A SEGURANÇA

A opção de rebatimento automático do poisa pés permite que não tenha de se baixar para o fazer. Segurança e conforto assegurados.

As vantagens da sua cadeira de escada

Com diversas opções e características, a cadeira recta da Handicare será uma valiosa aquisição para a sua casa.



Guia rebatível

Para se assegurar de que a guia não seja uma obstrução para uma porta ou corredor, a Handicare oferece o rail rebatível. O seu funcionamento é manual e sem esforço.



Guia deslizante

A guia deslizante da cadeira 1100 permite libertar espaço em ambos os patamares da escada, o inferior e o superior.




Cinto de segurança

A cadeira possui um cinto de segurança para um percurso mais seguro.



Assento giratório

No topo superior da escada o assento gira na direcção do patamar para que possa levantar-se mais facilmente e em segurança. Esta operação pode ser manual ou automática.



Guia revolucionária

A guia da 1100 é a mais estreita do mercado, assegurando uma instalação não intrusiva. Graças ao sistema de 4 roletes de fricção em vez da tradicional cremalheira é silenciosa, confortável e de fácil manutenção. Finalmente como standard uma guia de carga contínua assegurando que as baterias estão sempre carregadas, independentemente onde fique a cadeira parada.

A Rocargo Tecnomobile é um parceiro Handicare.

A Rocargo Tecnomobile faz parte da rede mundial de parceiros especializados em acessibilidade. Apenas com poucas questões pode identificar o tipo de cadeira que melhor servirá as suas necessidades recomendando-lhe a melhor solução para o presente e futuro.

Por forma a podermos informar um custo exacto para a melhor solução possível necessitaremos de visitar a sua casa para efectuar uma total medição e prestar todas as informações necessárias. Este trabalho é completamente gratuito e sem qualquer compromisso.

Para solicitar uma visita de avaliação gratuita e sem compromisso por favor contacte-nos.

Sede:

Rua Conde da Ribeira Grande-Apt.110
Zona Industrial Quinta do Mocho
2001-902 Santarém

Delegação Norte:

Rua do Castanhal, Lote 20
Zona Industrial Maia I - Sector 2
4475-122 Gemunde

Sede: 243 359 017
Del Norte: 229 417 460

✉ rocargo@rocargo.com

🌐 www.rocargo.pt

O parceiro Handicare perto de si:

